

GUÍA RÁPIDA PARA FAMILIAS



Mi Control PKU

Lo esencial para registrar el consumo diario de
fenilalanina

 Respaldada por INTA · Universidad de Chile
Tabla Oficial PKU Chile 2021 · Recetario Oficial PKU

Índice

Qué vas a encontrar en esta guía.

01 Crear tu cuenta y entrar

02 La pantalla principal

03 Registrar un alimento

04 Alimentos que no están en la lista

05 Recetas oficiales del Recetario PKU

06 Historial de días anteriores

07 Citas médicas

08 Reportes para tu nutricionista

09 Mensajes y novedades

10 Más de un paciente en la familia

11 Preguntas frecuentes

1 Crear tu cuenta y entrar

Todo empieza en pku-control.web.app.

- 1 Abre **pku-control.web.app** y toca la pestaña «Registrarse».
- 2 Ingresa tu correo y una contraseña.
- 3 Escribe el nombre completo del paciente (nombre + apellidos).
- 4 Toca «Crear cuenta».

💡 ¿Ya tienes cuenta?

Usa «Iniciar sesión». ¿Quieres probar primero? Toca «Explorar en Modo Demo».

The screenshot shows the login interface of the 'Mi Control PKU' app. At the top is the app's logo, which includes a scale of justice and a blood drop. Below the logo, the text 'Mi Control PKU' is displayed, followed by 'Inicia sesión para acceder a tu registro'. There are two buttons: 'Iniciar sesión' and 'Registrarse', with a small '1' in a circle next to 'Registrarse'. Below these are input fields for 'Correo electrónico' and 'Contraseña (mínimo 6 caracteres)'. A dark green 'Entrar' button is positioned below the password field. A link for '¿Olvidaste tu contraseña?' is located below the 'Entrar' button. A horizontal separator line is followed by a button labeled 'Explorar en Modo Demo'. Below this button, it says 'Sin cuenta - Los datos no se guardan'. At the bottom, there is a section for 'INTA - Universidad de Chile' with a logo and text: 'Base de datos oficial Tabla PKU Chile 2021 - Recetario oficial' and 'Respalda por INTA - U. de Chile'. A disclaimer at the very bottom states: 'Esta app es una herramienta de apoyo para el cálculo de fenilalanina y no reemplaza la indicación de tu equipo médico o nutricionista. Leer más'.

2 La pantalla principal

Aquí vives el día a día del control de FA.

- 1 El círculo muestra la fenilalanina consumida hoy y tu límite diario.
- 2 Toca el engranaje ⚙️ junto a «Límite» para cambiar el máximo diario.
- 3 Toca «+ Añadir Cita» para registrar un control médico.
- 4 El sobre ✉️ son mensajes de tu nutricionista; la campana 🔔, novedades de la app.



Esta app es una herramienta de apoyo y no reemplaza la indicación de tu nutricionista del INTA.




3 Registrar un alimento

El Buscador de Alimentos PKU, basado en la Tabla Oficial PKU Chile 2021.

- 1 Escribe el nombre del alimento en el buscador, o toca una categoría.
- 2 Elige el alimento de la lista.
- 3 Indica la cantidad: por gramos o por medida casera.
- 4 Toca «Calcular y Sumar».



Toca la estrella junto a cualquier alimento para guardarlo en Favoritos.



4 Alimentos que no están en la lista

Puedes agregarlos tú mismo de forma manual.

- 1 Toca «+ Mi alimento no está en la lista».
- 2 Escribe el nombre y elige el grupo (Farináceo, Verdura o Fruta).
- 3 Elige cómo calcularlo: Estimar o FA exacto.



Úsalo solo si el alimento no está en el Buscador oficial. Los valores aquí son aproximados — consulta siempre con tu nutricionista del INTA.



Para preparaciones con varios ingredientes, usa «Mis Recetas» en vez de este formulario.

Calcular y Sumar

+ Mi alimento no está en la lista

⚠ Importante: Usa esta opción solo si el alimento no aparece en el Buscador de Alimentos PKU de arriba. La Tabla Oficial de Alimentos PKU de INTA Chile 2021 siempre tiene prioridad. Los valores estimados aquí son aproximaciones basadas en contenido proteico y no reemplazan los valores oficiales. Consulta siempre con tu nutricionista del INTA.

Ej: Quinoa cocida

2 Tipo del alimento (afecta el cálculo de FA)

Farináceo / Cereal x40 mg FA/g prot. Verdura / Hortaliza x33 mg FA/g prot.

Fruta / Jugo x28 mg FA/g prot.

3 Estimar FA exacto

Gramos (g) Mililitros (ml)

Proteína por 100g del envase (g)

Ej: 3.5

Cantidad que vas a consumir (g)

Gramos reales en la pesa

☒ Agregar a mi registro de hoy

Cancelar

Reiniciar Día Actual

Mis Recetas

Combina varios alimentos de la Tabla PKU en una preparación que puedas reutilizar (ej. "Sopa de verduras"). No reemplaza el Recetario oficial INTA del buscador de

5 Recetas oficiales del Recetario PKU

El Recetario Oficial PKU INTA, de Verónica Cornejo y M. Jesús González.

- 1 Busca la receta o toca la categoría «Recetario PKU».
- 2 Usa ◀ ▶ para ver la receta anterior o siguiente.
- 3 Indica cuántas unidades o porciones comiste con – / +.
- 4 Toca «☒ Agregar al registro de hoy».



Toca la estrella para guardar tus favoritos.



6 Historial de días anteriores


Al final de la pantalla principal está el calendario.

- 1 Navega mes a mes, o ve directo a una fecha.
- 2 Toca cualquier día para ver o agregar comidas.

 Dentro de lo establecido  Excedido  Hoy  Sin registro



Solo puedes editar hoy y ayer — los días más antiguos quedan de solo lectura.



7

Citas médicas

Registra tus controles para no perderles el rastro.

- 1 Toca «+ Añadir Cita».
- 2 Escribe una descripción breve y elige fecha/hora.
- 3 Toca «Guardar».



8 Reportes para tu nutricionista

Comparte el resumen de consumo en tus controles.

- 1 Baja hasta el final de la pantalla principal.
- 2 Toca «Reporte PDF» o «Reporte Excel».
- 3 Revisa «Historial de cambios» para ver altas y bajas de comida.



Mensajes y novedades



Dos íconos en el encabezado, cada uno con su propio propósito.

Mensajes de tu nutricionista

Avisos directos del INTA, por ejemplo si te cambian el límite diario.

Novedades

Cambios y mejoras de la app.



10

Más de un paciente en la familia

Mi Control PKU es multi-paciente.

- 1 Al registrarte, agrega el nombre de un segundo paciente tocando «+».
- 2 Para cambiar de paciente, toca el nombre junto al logo, arriba a la izquierda.
- 3 Cada paciente tiene su propio círculo, límite, historial y citas.



Un solo correo y contraseña para toda la familia.

11 Preguntas frecuentes

¿Necesito internet?

No siempre. Puedes seguir registrando comidas sin internet; se sincroniza solo al reconectar.

Borré una comida por error, ¿se puede recuperar?

Revisa «Historial de cambios» y vuelve a agregarla manualmente desde el Buscador.

¿Cómo cambio el límite diario?

Toca el  junto a «Límite» en el círculo.

Olvidé mi contraseña, ¿qué hago?

Toca «¿Olvidaste tu contraseña?» en el inicio de sesión.

¿Puedo usarla en más de un celular?

Sí, con el mismo correo y contraseña, siempre sincronizado.

Créditos: Mi Control PKU está respaldada por INTA, Universidad de Chile. Base de alimentos: Tabla Oficial PKU Chile 2021. Recetario integrado: Recetario Oficial PKU-Fenilcetonuria de Verónica Cornejo y M. Jesús González, © INTA, Universidad de Chile.